

生命科学統合支援センター 機器&施設予約方法

- 1 利用者登録返信メールに記載のURLにアクセスし、パスワードを入力
ログイン画面：



ログイン

予約表URL
http://www.r326.com/b/main.aspx?g=

パスワード

OK 管理者

- 2 枠線内のリストから実験室を選択

生命科学統合支援センター予約表

フローサイト室

2021年2月16日 現在、システムメンテナンス情報はありません。

MENU 新規予約 印刷 更新 ログアウト 管理画面

- 3 使用予定機器の希望時間帯をドラッグ

一覧 アイテム別 カレンダー

2021年2月

Verse

Melody

AutoMACS

gentleMACS

Neon

- 4 枠線で囲われた項目に必要な内容を入力

日付 2021年2月16日(火) 日付指定(複数可)

時刻 1000 ~ 1300 例: 0900~1330 ※半角数字24時刻表記 直接入力可

対象アイテム Melody アイテム指定(複数可)

テキスト (必要に応じて) サンプル数/Run数を入力

予約者(登録者) 所属・氏名・内線番号の順番で入力

色 現在の色: できるだけ白以外の色を選んで下さい (白色は予約が目立ちません)

学系選択 ▼選択して下さい▼

備考

OK キャンセル

- 5 OKをクリック、カレンダー上で反映されているのを確認して予約完了
予約変更は、予約のバーをダブルクリック

※注意事項※

全実験室共通

- ・ 初回使用時はスタッフに説明を受けてください。
- ・ 予約者欄には、【所属・氏名・内線】を必ずご入力ください。
- ・ 予約は1か月先まで可能です。※光学顕微鏡室、動物実験室は除く
- ・ 利用が日付をまたぐ場合は、日にちを分けて入力してください。

qPCR（内線2584）

- ・ テキスト欄にrun数をご入力ください。

タンパク実験室（内線2553）

- ・ 2時間を超える予約は、事前にスタッフにご連絡ください。
※シンプルウエスタンは除く

機器室（内線2553）

- ・ 予約状況の閲覧専用です。予約はスタッフが行います。

フローサイト室（内線2669）

- ・ Lyricのみ、予約時間は原則2時間以内です。
- ・ 2時間を超える予約は、事前にスタッフにご連絡ください。

光学顕微鏡室（内線2581）

- ・ 平日9～17時の間で連続4時間を超える予約は、一度に3回分までです。

4号館2階 実験室2（内線2730）

- ・ テキスト欄に入室人数をご入力ください。
- ・ ケージ交換の為に入室する場合はテキスト欄に使用ケージ数、入室人数を1週間前までにご入力ください（色：赤）。

動物実験室（内線2544）

7階 [実験室1、実験室2、実験室3、実験室4]

- ・ 予約状況の閲覧専用です。予約はスタッフが行います。

8階 [実験室1、実験室2、実験室4]

- ・ 承認制のため、予約入力後スタッフへご連絡ください。

9階 [クリーンベンチ、安全キャビネット、X線照射装置]

- ・ 前の予約との間隔を1時間以上空けてください。